

10×Mg²⁺梯度PCR缓冲液套装

产品规格

P9053 6×1 ml

10×PCR缓冲液组分

100mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)

500mM KCl

MgCl₂ different in each buffer (12.5-30mM)

1% Triton-100

产品组分

10×PCR缓冲液 (12.5 mM Mg ²⁺)	1支
10×PCR缓冲液 (15 mM Mg ²⁺)	1支
10×PCR缓冲液 (17.5 mM Mg ²⁺)	1支
10×PCR缓冲液 (20 mM Mg ²⁺)	1支
10×PCR缓冲液 (25 mM Mg ²⁺)	1支
10×PCR缓冲液 (30 mM Mg ²⁺)	1支

保存条件

-20°C 保存。

质量检测

人类基因组DNA单拷贝基因的PCR扩增。

10×Mg²⁺梯度PCR缓冲液套装

产品规格

P9053 6×1 ml

10×PCR缓冲液组分

100mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)

500mM KCl

MgCl₂ different in each buffer (12.5-30mM)

1% Triton-100

产品组分

10×PCR缓冲液 (12.5 mM Mg ²⁺)	1支
10×PCR缓冲液 (15 mM Mg ²⁺)	1支
10×PCR缓冲液 (17.5 mM Mg ²⁺)	1支
10×PCR缓冲液 (20 mM Mg ²⁺)	1支
10×PCR缓冲液 (25 mM Mg ²⁺)	1支
10×PCR缓冲液 (30 mM Mg ²⁺)	1支

保存条件

-20°C 保存。

质量检测

人类基因组DNA单拷贝基因的PCR扩增。