

10×Taq Buffer 套装

产品规格

P5011b

10×Taq Buffer (12.5mM Mg²⁺) 1.25 ml × 1

10×Taq Buffer (15mM Mg²⁺) 1.25 ml × 1

10×Taq Buffer (17.5mM Mg²⁺) 1.25 ml × 1

10×Taq Buffer (20mM Mg²⁺) 1.25 ml × 1

10×Taq Buffer (25mM Mg²⁺) 1.25 ml × 1

10×Taq Buffer (30mM Mg²⁺) 1.25 ml × 1

产品组分

100mM Tris-HCl (pH8.8 at 25°C)

500mM KCl

MgCl₂ different in each buffer (12.5-30mM)

1% Triton-100

保存条件

-20°C 保存。

质量控制

功能检测：人类基因组 DNA 单拷贝基因的 PCR 扩增。